

Ovaj prijevod sastoji se od
str. 13/listova 13

Datum: 01. 11. 2013

Broj ovjere: 362/2013

**Ovjereni prijevod sa engleskog jezika
na hrvatski jezik**



KaVo SONICFLEX

Učinkovita oprema za vašu ordinaciju

Mnogostrukost – razvijen do najmanjeg detalja

Sve više pacijenata razumije nužnost redovite profilakse za održanje zdravih zuba i desni. Ovdje oni naročito preferiraju nježni tretman. KaVo SONIC flex je jednostavan za korištenje i omogućava ugodan tretman - savršeni nastavak za profilaksu.

Odgovara svakoj potrebi.

Široki raspon mogućnosti SONICflexa vrlo će ga brzo učiniti jednim od vaših najkorištenijih instrumenata. Iz široke palete odaberite odgovarajući vrh za vaš zahvat.

Mnogostrukost – osnovna obilježja i prednosti za vas:

- Više od 50 vrhova i više indikacija nego kod ijednog drugog zračnog scalera **3.2.6**
- Za sve aplikacije
- Osigurava uspješan minimalno invazivni tretman

Nježnost postupka – ugodna za vaše pacijente

Pacijent na kojem se vrši ugodan tretman rado se vraćaju.

KaVo SONICflex nudi vašim pacijentima puno nježniji tretman. Manje buke i široki eliptični zamasi, minimaliziraju nastanak topline. Dodatno, zubno tkivo je zaštićeno jer ručni nastavak radi sa smanjenim pritiskom na zube. Na svim razinama djelovanja, tretman KaVo SONICflexom zamjetno je ugodniji i čuva zdravo zubno tkivo.

Pacijentova ugodna – izvanredne osobine i prednosti:

- Ugodan tretman
- Čuva zubno tkivo
- Blage oscilacije, posebno pogodne za pacijente osjetljive na bol **3.2.1**
- Blago generiranje topline

Učinkovitost i iznimne performanse – sasvim jednostavno

Jedan okret, za učinkovit rad.

Izmjena vrhova vrlo je jednostavna s KaVo SONICflexom. Zahvaljujući patentiranom KaVo dizajnu, vrhovi se mogu jednostavno i brzo izmijeniti samo jednim okretom. Time štedite vrijeme i omogućen vam je neprekidan rad, bez nepotrebnih prekida.

KaVo SONICflex – osnovne osobine i prednosti za vas:

- Najširi spektar kliničkih indikacija, uključujući nježan profilaktički tretman, među svim sonički pokretanim scalerima na tržištu.
- Laka i brza izmjena vrhova - učinkovita, štedi vrijeme i sprječava nepotrebne prekide rada.
- Velika klinička snaga – do 50% više od prethodnog modela – teški oblici naslaga lako se uklanjaju
- Nije potrebna dodatna oprema; samo ga spojite na KaVo MULTIflex ili Sirona spojku, bez zamornih kablova na podu ili dodatnih nožnih kontrola.
- Optimalno osvjetljenje: 25.000 LUX za jasnu vizualizaciju bez umaranja očiju - također dostupno kao LED 3.2.5
- Značajno tiši od usporednih modela u ponudi konkurencije (do 15 dB) – što znači manje stresa stomatološkom timu i pacijentima
- Isprobana KaVo kvaliteta – KaVo SONIV flex i 2008 L predstavljaju treću KaVo generaciju scalera, kulminaciju 25-godišnjeg znanja i iskustva.

Nećete propustiti impresionirati

Vaš KaVo SONICflex je najjači i najtiši zračni scaler te vrste. Instrument najširih mogućnosti korištenja. On podržava vaše napore prilagodljivim razinama rada za brojne indikacije - jak i precizan.

KaVo SONICflex quick 2008 L i KaVo SONICflex LUX 2003 L – prilagodljivo djelovanje za sve indikacije


Izlazna razina	Amplituda	Frekvencija	Volumen	Indikacije
Razina 1	120 µm	6000 Hz	61 dB (A)	Fino završavanje i vrlo delikatni radovi
Razina 2	160 µm	6000 Hz	69 dB (A)	Preparacija i uklanjanje naslaga
Razina 3	240 µm	6000 Hz	71 dB (A)	Agresivna preparacija i uklanjanje naslaga

3.2.4

Pouzdan, ergonomičan i higijenski.

KaVo SONICflex prevučen je vrlo robusnim Plasmatec premazom za jednostavnije držanje. Ova metalnokeramička površina omogućava vam da SONICflex sigurno držite u ruci. Prsti su vam opušteniji za vrijeme tretmana, a drška ugodno topla.

Plasmatec površina ima KaVo higijenski pečat. Može se procesuirati u termodezinfektoru i sterilizirati do 135° C. Time zadovoljava trenutne higijenske direktive (poput RKI) – što je važan plus za higijenu u vašoj ordinaciji.




Vrhunsko djelo – od profilakse, parodontologije i endodoncije do ...

Specijalisti koji vam nude podršku svaki dan.

Za sve tretmane koje vaša ordinacija nudi. Bogati izbor vrhova KaVo SONICflex sustava omogućava vam da uvijek imate odgovarajući ručni nastavak. Odaberite vaš osobni asortiman vrhova i proširite ga ako je potrebno. Time ćete imati izvrsne rezultate u svim odabranim tretmanima - tako lako i nježno za vaše pacijente!


Profilaksa i parodontologija

SONICflex scaler




- Raznovrsni vrhovi za uporno uklanjanje kalka
- Čisti plitki džepovi

SONICflex perio



- Razni vrhovi za minimalno invazivno, nježno i učinkovito čišćenje parodontalnih džepova do 9 mm dubine

SONICflex clean




- Vibrirajuća četkica širokog spektra
- Za nježno čišćenje i poliranje

SONICflex perio dodaci



- Spojka za dovod terapeutskih fluida poput sterilne slane solucije


SONICflex implant



48

- Učinkovito uklanjanje subgingivalnih naslaga i kalka
- Bez abrazija, bez gruboće
- Dodatak za čišćenje koji se može zamijeniti

SONIC flex root planer



24

25


26

27

- Za jednostavnu obradu teško dostupnih ili uskih furkacija.

Endodoncija


SONICflex endo



SONICflex endo – specijalni nastavci za:

- Pretraživanje kanala
- Uklanjanje mekog materijala za vrijeme revizije
- Oblikovanje ulaza kanala
- Oblikovanje pulpne komore za preparaciju korijena
- Čišćenje i ispiranje korijenskog kanala (vrh 96 dostupan je u ISO veličinama 0.10, 0.15. i 0.20)


SONICflex retro



- Retrogradna preparacija korijena vrhom obrnutog kuta obloženim dijamantom
- Prevencija oštećenja korijena zbog pukotina, podrška stabilnosti zuba, zaštita periapikalne kosti
- Preparacija uzduž precizne osi

.... minimalno invazivna terapija karijesa i preparacija


Minimalno invazivna terapija karijesa



SONICflex mikroinvazivni

- Specijalni sustav vrhova za male teško dostupne lezije u proksimalnoj regiji
- Vrhovi prevučeni dijamantom s jedne strane omogućavaju direktni pristup inicijalnim lezijama s okluzalne ili bukalne strane
- Održavanje zdrave zubne supstance

SONICflex seal



- Preparacija fisura
- Savršeni dodatak KaVo DIAGNOdentu

SONICflex bevel (kosi)


- Vrhovi prevučeni dijamantom s jedne strane za precizno ukošavanje prepariranih malih lezija
- Optimizacija prijanjanja
- Minimalizacija marginalnog prostora

SONICflex cariex D + TC

- Minimalno invazivno uklanjanje karioznog dentina
- Cariex TC: Uklanjanje velikih karioznih lezija
- Dariex D: za male kariozne lezije s mogućnošću oblikovanja kaviteta


Preparacija

SONICFLEX prep gold




- Vrh za preparacije s jedne strane obložen dijamantom za finiranje rubova kaviteta, posebno razvijen za zlatne inlaye i djelomične krunice
- Geometrija prijanjanja je točno prenesena za zlatne inlaye i djelomične krunice

SONICflex prep ceram




- Za keramičke inlaye/onlaye
- Za finiranje rubova kaviteta; direktno prenosi geometriju vrhova na zubnu supstancu
- Bez rezova zbog inlaya i onlaya napravljenih u laboratoriju

SONICflex prep CAD/CAM




- Idealno oblikovanje rubova kaviteta za CAD/CAM sustave kao što su EVEREST i CEREC

SONICflex prep crown



- Za savršeno fino-finiširane preparacije krune

SONICflex cem




- Nježno i precizno umetanje inlaya
- Smanjenje marginalnog prostora.

.... do kirurških aplikacija.


Operacija

SONICflex bone (kost)




- Može se koristiti u mnogim područjima tretmana kosti (osteotomije, povećavanja, vađenja i podizanje sinusa)

SONICflex bone vrh br. 85 (disk za membrane):




- Nastavak u obliku diska idealan je za nježno i pouzdano premještanje Schneider membrane za vrijeme podizanja sinusa

SONICflex bone vrh br. 86 (sakupljač kostiju):



- Idealan za jednostavno i brzo sakupljanje veće količine kostiju što je naročito korisno za vrijeme procedure podizanja sinusa

SONICflex bone vrh br. 87 (pila):



- Idealan za precizne, vrlo uske rezove kod rezanja ligamenata, itd.

KaVo nudi savršeno rješenje za svaki korak tijekom profilakse:

Tako lako za vas. Tako nježno za vaše pacijente.

1. Integrirani tijek rada (npr. s Kavo Primus 1058 TM)
 - Profesionalni profilaktički sustav i pouzdani tretmanski centar u jednom
 - Visoka pouzdanost za prvoklasnu profilaksu i rezultate tretmana
 - Stolić, prečka i inačica kolica, s fleksibilnim inačicama opreme za sve potrebe
 - Ugodan položaj pacijenta s mekanim navlakama
 - Ugodan ambijent uz atraktivne dezene za vaše pacijente
 - Učinkoviti marketing s opcionalnim multimedijским rješenjima

2. Scaling (npr. s Kavo SONICflex quite 2008 L)
 - Jednostavna i brza izmjena vrhova jednim okretom
 - Jedan ručni nastavak za veliki broj indikacija
 - Kompatibilan sa Sirona spojkama
 - Lagani oscilirajući rad, posebno prikladan za osjetljive pacijente
 - Osjećaj pouzdanosti kod pacijenta zbog nježnog tretmana
 - Tih rad scalera sa svjetlom
3. Čišćenje zuba (npr. s Kavo Prophyflex 3 – 2018)
 - Vrh koji se okreće za 360° i omogućuje idealne radne uvjete bez umaranja
 - Potpuno sterilizabilan i time lako integriran u higijenske potrebe rada
 - Kompatibilan sa Sirona spojkama
 - Vrhunsko čišćenje zuba za vidljive rezultate
 - Nježan i ugodan tretman s Prophyperlicama
 - 4 okusa (borovnica, trešnja, mint i naranča)
4. Poliranje (npr. s Kavo DURAtec 2933)
 - Pogodan i za instrumente koji se pričvrste i za one koji se naviju
 - Poseban premaz, idealan za profilaksu
 - Najbolji rezultati poliranja zahvaljujući idealnoj distribuciji paste uz rotaciju od 90°
 - Nježno poliranje uz blage vibracije
 - Zamjetno nježan
 - Vidljivo i osjetnije čišći zubi
5. Otkrivanje karijesa (npr. s Kavo DIAGNOdent)
 - Odlično otkrivanje kod svake vrste primjene
 - Pouzdano otkrivanje okluzalnog i proksimalnog karijesa te otkrivanje kalka u perio džepovima
 - Rano otkrivanje skrivenog karijesa tehnologijom Quantitative LASER Fluorescence
 - Bežičan
 - Očuvanje i zaštita zdravog zubnog tkiva
 - Bezbolno otkrivanje
 - Veće povjerenje pacijenta zbog pouzdanih dijagnoza

Opsežan izbor za čitav niz vaših potreba

Aplikacija	KaVo nastavak	Br.	Mat. Br.	Br.	Mat.br.
Uklanjanje kalka	Sonicflex scaler vrh, univerzal	5	0.571.5171	5A	1.005.8949
	Sonicflex scaler vrh, polumjesec	6	0.571.5181	6A	1.005.8950
	Sonicflex scaler vrh, perio	7	0.571.5179	7A	1.005.8951
	Sonicflex scaler vrh, perio, ultra-dugi	8	0.571.5371	8A	1.006.1951
	Sonicflex scaler set vrhova	Set	1.000.4983	SetA	1.005.9328
	Sonicflex vrh za dodatke - četkice	48	0.571.0401	48A	1.006.1982
Čišćenje površine korijena	Sonicflex perio vrh, dugi, ravni				
	Sonicflex perio vrh, dugi, lijevi				
	Sonicflex perio vrh, dugi, desni				
	Sonicflex perio set vrhova				
	Sonicflex perio vrh za struganje korijena, kuglica, mala lijeva				
	Sonicflex perio vrh za struganje korijena, gumb, mali, desni				
	Sonicflex perio vrh za struganje korijena, gumb, mali, univer				
	Sonicflex perio vrh za struganje korijena, gumb, veliki, perio				
	Sonicflex perio vrh za struganje korijena, set				
Čišćenje vrata implantata	Sonicflex vrh implant				
Retrogradni tretman korijenskog kanala	Sonicflex retro vrh, uski, lijevi				
	Sonicflex retro vrh, uski, desni				
	Sonicflex retro vrh, cilindar, mali, lijevi				
	Sonicflex retro vrh, cilindar, mali, desni				
	Sonicflex retro vrh, T-oblik, mali, lijevi				
	Sonicflex retro vrh, T-oblik, mali, desni				
	Sonicflex retro vrh, prednji zubi				
Lociranje i preparacija korijenskog kanala	Sonicflex retro set vrhova				
	Sonicflex endo vrh, gumb, mali, prevučen dijamantom				
	Sonicflex endo vrh, konični, 125", prevučen dijamantom				
	Sonicflex endo vrh, konični, 112", prevučen dijamantom				
	Sonicflex endo vrh, gumb, veliki, prevučen dijamantom				
	Sonicflex endo vrh, konični, 117", neprevučen dijamantom				
	Sonicflex set endo vrhova				
	Sonicflex endo vrh za čišćenje 96				
	Sonicflex set endo vrhova				
	Sonicflex endo vrh bez ige 015				
Minimalno-invazivna terapija karijesa	Sonicflex endo vrh bez ige 020				
	Sonicflex endo vrh bez ige 025				
	Sonicflex vrh za pečaćenje				
	Sonicflex vrh, microtorpedo, mezijalni, prevučen dijamantom				
	Sonicflex vrh, microtorpedo, mezijalni, prevučen dijamantom				
	Sonicflex micro vrh, mala hemisfera, mezijalni, pr. dijamantom				
	Sonicflex micro vrh, mala hemisfera, distalni, pr. dijamantom				
	Sonicflex micro vrh, vel. hemisfera, mezijalni, pr. dijamantom				
	Sonicflex micro vrh, vel. hemisfera, distalni, pr. dijamantom				
	Sonicflex set micro vrhova				
	Sonicflex kosi, mezijalni, pr. dijamantom				
	Sonicflex kosi, distalni, pr. dijamantom				
	Sonicflex kosi set A				
	Sonicflex Cariex D, sferični, mali, prevučen dijamantom				
	Sonicflex Cariex D, sferični, veliki, prevučen dijamantom				
	Sonicflex Cari EX D set A				
	Sonicflex Cariex TC, sferični, mali, metal				
	Sonicflex Cariex TC, sferični, veliki, metal				
	Sonicflex Cari EX TC set A				
Preparacija	Sonicflex prep zlatni vrh, mezijalni, prevučen dijamantom				
	Sonicflex prep zlatni vrh, distalni, prevučen dijamantom				
	Sonicflex prep zlatni set				
	Sonicflex prep keramički vrh, mezijalni, prevučen dijamantom				
	Sonicflex prep keramički vrh, distalni, prevučen dijamantom				
	Sonicflex keramički set A				
	Sonicflex prep CAD/CAM vrh, mezijalni, prevučen dijamantom				
	Sonicflex prep CAD/CAM vrh, distalni, prevučen dijamantom				
	Sonicflex CAD/CAM set A				
	Sonicflex cem vrh				

Daniela Vujević, dipl. pravnik i stalni sudski tumač za engleski jezik, iz Velike Gorice, Bratstvo 21, enovana Rješenjem Predsjednika Županijskog suda u Velikoj Gorici broj 4 Su-310/07-3 od 01. lipnja 2011. dine potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku/preslici sastavljenom na engleskom jeziku.

tum: 01 11/2013

Daniela Vujević, dipl.iur.


Ovlašteni sudski tumač za engleski jezik



A handwritten signature in black ink, which appears to read "D. Vujević".

to SONICflex® quick 2008/L • SONICflex® 2003/L

the efficient
all-rounder
for your practice.



High versatility – developed to a fine point.


More and more patients understand the necessity of regular prophylaxis, for maintenance of healthy teeth and gums. Here, they particularly prefer gentle treatment. KaVo SONICflex is easy-to-use and permits comfortable treatment – the perfect handpiece for prophylaxis. This may even increase patients' loyalty to the practice and you will benefit from the long-term trend of prevention.

The right fit for every use.

The wide range of options offered by the SONICflex will soon make it one of your most-used instruments. Choose the right tip for your needs from the wide range of types.


High versatility – main features and advantages for you:

- More than 50 tips and more indications than any other air-scaler
- For every application
- Ensuring successful minimally invasive treatment



KaVo *Mission* Series

KaVo *Express* Series





Gentle treatment – comfortable for your patients.

Patients who are treated comfortably enjoy coming back.

The KaVo SONICflex offers your patients much gentler treatment. The low noise and wide elliptical strokes, minimise the development of heat. In addition, tooth tissue is protected, as the handpiece operates with a low application pressure on the tooth. At all performance levels, treatment with the KaVo SONICflex is noticeably more pleasant and conserves healthy tooth tissue.

Patient's comfort – outstanding features and advantages:

- Pleasant treatment
- Preserves tooth tissue
- Gentle oscillations, particularly suitable for pain-sensitive patients
- Low heat generation




KaVo. Dental Excellence.

Efficiency and high performance – just simple.

Simply twist, for efficient working.

Tip-change is very simple with your KaVo SONICflex: thanks to a patented KaVo design, the tips can be easily and rapidly changed, with just one twist of the wrist. This saves valuable time and allows effective workflow, without unnecessary interruptions.



KaVo-patented: easy and fast tip-change with just one twist of the wrist.

KaVo SONICflex® – main features and advantages for you:


- The most comprehensive spectrum of clinical indications, including gentle prophylactic treatment, of all sonically-powered scalers available on the market.
- Easy and fast tip-change – effective, saves time, and prevents unnecessary interruptions of your workflow
- Very high clinical power – up to 50% more than the predecessor model – difficult plaque is easily removed
- No additional equipment is necessary: just connect it to the KaVo MULTiflex or Sirona coupling, without any annoying, over-floor cables, or additional foot controls
- Optimum illumination: 25,000 LUX for clear visualisation, without eye-fatigue – also available with LED
- Substantially quieter than comparable models offered by competitors (up to 15 dB) – which translates into less stress for the dental team and patients
- Proven KaVo quality – the KaVo SONICflex 2003 L and 2008 L represent the third scaler generation from KaVo, the culmination of 25 years of knowledge and experience

You won't fail to be impressed.

Your KaVo SONICflex is the most powerful and quietest air scaler of its class. The instrument with the most comprehensive range of uses. It supports your efforts with adjustable performance levels for a myriad of indications – strong and precise.

KaVo SONICflex® quick 2008 L and KaVo SONICflex® LUX 2003 L – adjustable performance for any indication.

Output levels	Amplitude	Frequency	Volume	Indications
Level 1	120 µm	6000 Hz	61 dB (A)	Fine finishing and particularly delicate work
Level 2	160 µm	6000 Hz	69 dB (A)	Preparation and plaque removal
Level 3	240 µm	6000 Hz	71 dB (A)	Aggressive preparation and plaque removal




Hygienic seal
Plasmatec coating
Instrument sleeve

The Plasmatec surface coating technology used by KaVo provides both an excellent grip and outstanding hygiene.

Clearly reliable, ergonomic and hygienic.

Your KaVo SONICflex comes with an especially robust and easy to grip Plasmatec coating. This metal ceramic surface allows you to safely and securely position your KaVo SONICflex in your hand. Your fingers are more relaxed during treatment, and the grip is pleasantly warm.

The Plasmatec surface is provided with the KaVo hygienic seal. It may be processed in a Thermofinfecter and sterilised up to 135 °C. It therefore satisfies current guidelines for hygiene (such as RKI) – an important plus for the hygiene of your practice.



KaVo SONICflex bone tip-set, with functional storage box.



KaVo. Dental Excellence.

ntology and endodontics to ...

offer you support every day.

options are offered in your practice. The
the KaVo SONICflex system, allows you to
handpiece solution. Choose your personal
and it as necessary. This allows for perfect
situations - so easy and gentle for your



Perfect prophylaxis.
So easy for you and
so gentle for your
patients.

id periodontology



SONICflex® scaler

- A variety of tips for tenacious calculus removal
- Clean shallow pockets



60



61



62



63

SONICflex® perio

- Different tips for minimally-invasive, gentle and efficient cleaning of periodontal pockets up to 9 mm deep



SONICflex® clean

- Wide spectrum vibrating brush
- For gentle cleaning and polishing



SONICflex® perio accessories

- Coupling for the supply of therapeutic fluids such as sterile saline solution (Order No.: 1.000.6296)

Prophylaxis and periodontology



48

SONICflex® implant

- Effective removal of sub-gingival plaque and calculus
- No abrasion, no roughening
- Disposable cleaning attachment, to prevent the transmission of diseases



24



25



26




27


SONICflex® root planer

- For easily processing of difficult-to-access or narrow furcations

Endodontology




66




67



68



69



70



96

SONICflex® endo

SONICflex endo - a special line of tips for:

- Probing for canals
- Removing soft materials during revision
- Fashioning canal inlets
- Shaping the pulp chamber for coronal root preparation
- Cleaning and rinsing of root canal (tip 96 available in ISO sizes 0.15, 0.20 and 0.25)



56



16

SONICflex® retro

- Retrograde root preparation with contra-angle, diamond-coated tips
- Prevention of root damage from hairline cracks, support of tooth stability, protection of the periapical bone
- Preparation along a precise axis

20



55



57



17



21




KaVo. Dental Excellence.

... minimally invasive caries therapy and preparation ...

Everything. Easy. Gentle.

Minimally invasive caries therapy



SONICflex® microinvasive


- Special tip system for small, difficult-to-access lesions in the proximal region
- Tips diamond-coated on one side allow direct access to initial lesions from an occlusal or buccal direction
- Maintenance of healthy tooth substance



45


SONICflex® seal

- Preparation of fissures
- The perfect complement to the KaVo DIAGNOdent



SONICflex® bevel


- Tips diamond-coated on one side for the precise bevelling of prepared small lesions
- Optimisation of adhesion
- Minimisation of the marginal gap



SONICflex® caries D + TC


- Minimally-invasive removal of carious dentine
- Caries TC: Removal of large carious lesions
- Caries D: for small carious lesions with the ability to shape the cavity

Preparation




SONICflex® prep gold

- Preparation tips diamondcoated on one side for finishing the edges of cavities, specially developed for gold inlays and partial crowns
- The attachment geometry for gold inlays and partial crowns is precisely transferred



SONICflex® prep ceramic


- For ceramic inlays/onlays
- For finishing the margins of cavities; directly transfers the geometry of the tips to the tooth substance
- No more undercuts with laboratory-fabricated inlays and onlays



34

SONICflex® prep CAD/CAM

- Ideal shaping of the cavity margins for CAD/CAM systems such as EVEREST and CEREC



35



SONICflex® prep crown

- For perfectly fine-finished crown preparations



97




98



SONICflex® cem

- Gentle and precise inscription of inlays
- Reduction of the marginal gap



12



KaVo. Dental Excellence.

90/218

... to surgical applications.

Surgery



80



81

SONICflex® bone

- Can be used in many areas of bone treatment (osteotomies, augmentation, extractions and sinus lift)



85

SONICflex® bone tip 85 (membrane disc)

- This disc-shaped form makes it ideal for reliably and gently repositioning the Schneider membrane during a sinus lift



86

SONICflex® bone tip 86 (bone harvester)

- Ideal for easily and quickly harvesting a greater amount of bone, especially useful during a sinus lift procedure



87

SONICflex® bone tip 87 (saw)

- Ideal for precise, extremely narrow incisions, when cutting ligaments etc.



82



83



84

KaVo supplies the perfect solution for each and every step during prophylaxis:

So easy for you.

So gentle for your patients.

1. Workflow Integration (e.g. with KaVo Primus® 1058 TM)

- Professional prophylaxis system and reliable treatment centre in one
- Highest reliability for first-rate prophylaxis and treatment results
- Bracket table, swing-arm and cast version, with flexible equipment versions for all requirements



- Comfortable patient positioning with soft upholstery
- Create a feel-good ambience for your patients with attractive designs
- Effective patient marketing with optional multimedia solution

2. Scaling (e.g. with KaVo SONICflex quick 2008 L)



- Easy and fast tip change with just one turn
- One handpiece for an extremely large number of indications
- Also compatible with Sirona couplings



- Soft oscillating action, especially suitable for sensitive patients
- High patient confidence level due to gentle treatment
- Low noise air-scaler with light

3. Tooth cleaning (e.g. with KaVo PROPHYflex 3 - 2018)

- 360° rotating tip for ideal work conditions without tiring
- Entirely sterilisable and therefore easy to integrate into the hygiene workflow
- Also compatible with Sirona couplings



- Perfect tooth cleaning for visibly better results
- Gentle and pleasant treatment with PROPHYpearls
- 4 individual tastes (berry, cherry, mint and orange)

4. Polishing (e.g. with KaVo DURAflex 2033)

- Adaptable for both snap-on or screw-in instruments
- Special scaling, perfect for prophylaxis
- Best polishing results due to ideal paste distribution with 90° rotation



- Soft polishing with mild vibrations
- Noticeably gentle
- Cleaner teeth you can both see and feel

5. Caries detection (e.g. with KaVo DIAGNOdent)

- Perfect findings in every field of application
- Reliable detection of occlusal and proximal caries, plus calculus detection in perio-pockets
- Early detection of hidden caries via Quantitative LASER Fluorescence technology
- Wireless



- Preservation and protection of healthy tooth tissue
- Pain-free detection
- Higher patient confidence levels due to reliable diagnosis



KaVo. Dental Excellence.

Comprehensive selection for your entire range of uses.

for SONICflex
2000 N, 2000 L, 2003 / L for SONICflex
2008 / L, 2008 S / LS

Application	KaVo tip name	No.	Mat. Number	No.	Mat. Number
Calculus removal	SONICflex scaler tip, universal	5	0.571.5171	5A	1.005.8949
	SONICflex scaler tip, crescent	6	0.571.5181	6A	1.005.8950
	SONICflex scaler tip, perio	7	0.571.5179	7A	1.005.8951
	SONICflex scaler tip, perio, extra-long	8	0.571.5371	8A	1.006.1953
	SONICflex scaler tip set	Set	1.000.4983	Set A	1.005.9328
Cleaning the root surface	SONICflex tip for brush attachments	48	0.571.0401	48 A	1.006.1982
	SONICflex perio tip, long, straight	60	0.571.7402	60A	1.006.1934
	SONICflex perio tip, long, left	61	0.571.7412	61A	1.006.1935
	SONICflex perio tip, long, right	62	0.571.7422	62A	1.006.1936
	SONICflex perio tip set	Set	0.571.0371	Set A	1.006.2020
	SONICflex root planer tip, bud, small, left	24	0.571.5621	24A	1.006.1957
	SONICflex root planer tip, button, small, right	25	0.571.5631	25A	1.006.1959
	SONICflex root planer tip, button, small, universal	26	0.571.5641	26A	1.006.1961
	SONICflex root planer tip, button, large, perio	27	0.571.5651	27A	1.006.1963
	SONICflex root planer tip set	Set	0.571.0301	Set A	1.006.2022
	SONICflex tip implan	48	1.003.8167	48A	1.006.2027
Cleaning the implant neck	SONICflex retro tip, isthmus, left	56	0.571.7322	56A	1.006.2040
	SONICflex retro tip, isthmus, right	57	0.571.7332	57A	1.006.2041
	SONICflex retro tip cylinder, small, left	16	0.571.5541	16A	1.006.2036
	SONICflex retro tip cylinder, small, right	17	0.571.5581	17A	1.006.2035
	SONICflex retro tip t-shape, small, left	20	0.571.5521	20A	1.006.2037
	SONICflex retro tip t-shape, small, right	21	0.571.5561	21A	1.006.2038
	SONICflex retro tip, anterior tooth	55	0.571.7342	55A	1.006.2039
	SONICflex retro tip set	Set	0.571.0381	Set A	1.006.2034
	SONICflex endo tip, button, small, diamond coated	66	1.000.5825	66A	1.006.1992
	SONICflex endo tip, conical, 125°, diamond coated	67	1.000.5822	67A	1.006.1994
Locating and preparing the root canal	SONICflex endo tip, conical, 112°, diamond coated	68	1.000.5823	68A	1.006.1996
	SONICflex endo tip, button, large, diamond coated	69	1.000.5827	69A	1.006.1998
	SONICflex endo tip, conical, 117°, tip not diamond coated	70	1.000.5821	70A	1.006.2000
	SONICflex endo tip set	Set	1.000.5828	Set A	1.006.2031
	SONICflex endo clean tip 9G	96	1.008.5163	96A	1.008.5164
	SONICflex endo clean set	Set	1.006.2045	Set A	1.007.1142
	SONICflex endo clean needles 015	-	1.006.2042	-	1.006.2042
	SONICflex endo clean needles 020	-	1.006.2043	-	1.006.2043
	SONICflex endo clean needles 025	-	1.006.2044	-	1.006.2044
	SONICflex seal tip	45	1.000.8323	45A	1.007.1506
Minimally-invasive caries therapy	SONICflex micro torpedo tip, mesial, diamond coated	28	0.571.6741	28A	1.006.1965
	SONICflex micro torpedo tip, mesial, diamond coated	29	0.571.6731	29A	1.006.1967
	SONICflex micro tip, small hemisphere, mesial, diamond coated	30	0.571.6811	30A	1.006.1969
	SONICflex micro tip, small hemisphere, distal, diamond coated	31	0.571.6801	31A	1.006.1971
	SONICflex micro tip, large hemisphere, mesial, diamond coated	32	0.571.6831	32A	1.006.1973
	SONICflex micro tip, large hemisphere, distal, diamond coated	33	0.571.6821	33A	1.006.1975
	SONICflex micro tip set	Set	0.571.0421	Set A	1.006.2023
	SONICflex bevel, mesial, diamond coated	58	0.571.7392	58A	1.006.1988
	SONICflex bevel tip, distal, diamond coated	59	0.571.7382	59A	1.006.1990
	SONICflex bevel set A	Set	0.571.0391	Set A	1.006.2030
	SONICflex Carix D tip, spherical, small, diamond coated	42	0.571.7105	42A	1.006.1980
	SONICflex Carix D tip, spherical, large diamond coated	43	0.571.7167	43A	1.006.1981
	SONICflex Cari EX D set A	Set	0.571.7378	Set A	1.006.2025
	SONICflex Carix TC tip, spherical, small, hard metal	71	1.000.7362	71A	1.006.2002
	SONICflex Carix TC tip, spherical, large, hard metal	72	1.000.7363	72A	1.006.2004
	SONICflex Cari EX TC set A	Set	1.000.7379	Set A	1.006.2032
	SONICflex prep gold tip, mesial, diamond coated	49	0.571.7212	49A	1.006.1983
Preparation	SONICflex prep gold tip, distal, diamond coated	50	0.571.7222	50A	1.006.1984
	SONICflex prep gold set A	Set	0.751.0321	Set A	1.006.2028
	SONICflex prep ceram tip, mesial, diamond coated	51	0.571.7262	51A	1.006.1985
	SONICflex prep ceram tip, distal, diamond coated	52	0.571.7272	52A	1.006.1986
	SONICflex ceram Set A	Set	0.571.0341	Set A	1.006.2029
	SONICflex prep CAD/CAM tip, mesial, diamond coated	34	1.002.1984	34A	1.006.1977
	SONICflex prep CAD/CAM tip, distal, diamond coated	35	1.002.1986	35A	1.006.1979
	SONICflex CAD CAM set A	Set	1.002.1988	Set A	1.006.2024
	SONICflex cem tip	12	0.571.5431	12A	1.006.2021
	SONICflex crown prep 97 radius	97	1.008.6383	97A	1.008.6384
Surgery	SONICflex crown prep 98 level	98	1.008.6385	98A	1.008.6386
	SONICflex bone tip, spherical, large, diamond-coated, sinus floor evaluation	81	1.004.3876	81A	1.006.2008
	SONICflex bone tip, large ball, non-diamond coated, Sinus Floor Evaluation	82	1.004.3877	82A	1.006.2010
	SONICflex bone tip, saw, sagittal	83	1.004.3878	83A	1.006.2012
	SONICflex bone tip, saw, axial	84	1.004.3879	84A	1.006.2014
	SONICflex bone tip 87 A, membrane disc	85	1.006.0645	85A	1.007.1624
	SONICflex bone tip, scratcher	86	1.006.0741	86A	1.007.1625
	SONICflex bone tip, saw	87	1.006.1275	87A	1.007.1627
	SONICflex bone tip, rectangular, for bone splitting	80	1.004.3875	80A	1.007.2006
	SONICflex bone tip set	Set	1.004.3874	Set A	1.006.2033



KaVo. Dental Excellence.